

小型微量離心機 / MINI TYPE CENTRIFUGE

■ CM-600 / 610 / 620 / 630



CM-630

CM-620

CM-610

CM-600



Adapter(0.5 / 0.2ml)



Strip tube rotor



Microtube rotor

- 隱藏式自動平衡裝置。
- 門蓋安全斷電裝置，透明強化安全門蓋。
- 低噪音結構設計，運轉安靜。
- ABS外殼，體積輕巧，適合個人使用。
- CM-610 / 620 / 630 具快速煞車系統，Max~0只需2秒。

- Hidden auto-balance device ; ON / OFF switch.
- Auto power off when open.
- Low noise.
- ABS outer shell.
- CM-610 / 620 / 630 with auto braking system.

Model	Speed (rpm)	Max. RCF (x g)	Max. Capacity (ml)	Timer (min.)	Brake	Weight (kg)
CM-600	6,200	2,000	6 x 1.5 / 2.2 ml tube	-----	NO	0.9
CM-610			2 x 0.2 ml strip tube			
CM-620	10,000	5,200	6 x 1.5 / 2.2 ml tube	10	YES	1.1
CM-630						

Power: AC 110 / 220V · 50 / 60Hz

Size: W126 x D145 x H140 (mm)

離心試管、套管及雙排轉盤另購。Tubes, adapter and strip tube rotor not included.