

小型實用型離心機 / SMALL ECONOMY TYPE CENTRIFUGE

■ CN-1050



- 指針式轉速顯示。
- 可配備多種轉盤，選擇使用。
- 回歸式定時裝置，0~30 分鐘或 "ON"。
- 角度型轉盤，無段變速操作控制。
- 自動緩衝加速、減速功能。
- 過電流自動抑制功能。
- 電源指示燈及保險絲安全裝置。
- 手動式安全門扣。
- 最大容量可達300 ml。
- 門蓋斷電裝置及自動平衡系統。
- ABS 塑鋼外殼並附觀測視窗。
- 自動氣流冷卻循環。
- Analog speed tachometer.
- Optional rotor selections for various tube sizes.
- Regressive 30 min. timer or continuous operation.
- Stepless speed setting.
- Auto accelerating and decelerating functions.
- Auto-current restraining function.
- Power pilot light & fuse safety device.
- Manual cover lock.
- Max. capacity: 300 ml.
- Auto power off when open.
- Auto-balance device.
- ABS outer covering.
- See-through window.
- Auto-cooling air circulation.

Model	Speed (rpm)	Rotor		Max. RCF (x g)	Capacity (ml x pcs)	Tube size (φx L) mm	
						Max.	Min.
CN-1050	0~5,500	RA-1508		3,310	15 x 8	16.7 x 122	15 x 90
		RA-1512S		3,350	15 x 12	16.7 x 122	15 x 90
		RA-5004		3,350	50 x 4	29.5 x 117	27.5 x 90
		RA-5006		3,350	50 x 6	29.5 x 117	27.5 x 90

Power: AC 110 / 220V, 50 / 60Hz
離心試管另購。 Tubes not included.

Size: W290 x D320 x H245 (mm) / N.W.: 9kg