

小型觸鍵型離心機 / BASIC TYPE ALL PURPOSE CENTRIFUGE

■ CN-2060



- 數位式轉速及時間顯示。
 - 10組記憶系統，可預先設定常用參數。
 - 微電腦控制系統，觸控操作。
 - 自動緩衝加速、減速功能。
 - 電動安全門扣，運轉中自動關閉。
 - 不平衡自動斷電安全裝置。
 - 運轉停止時，自動蜂鳴告示。
 - 最高轉速6000 rpm，最大離心力3980 x g。
 - 門蓋斷電裝置及自動平衡系統。
 - 最大容量可達300 ml。
 - 自動氣流冷卻循環。
 - ABS塑鋼外殼並附觀測視窗。
 - 配備多種轉盤，容量、配件可選擇使用。
- LED speed and time display.
 - 10 memory programs for preset parameters.
 - Microprocessor control.
 - Auto accelerating and decelerating functions.
 - Auto cover lock with motor running.
 - Auto power off for rotor imbalance.
 - Auto buzzer when finish.
 - Max. speed: 6,000 rpm ; Max. RCF: 3980 x g
 - Auto power off when open.
 - Auto-balance device.
 - Max. capacity: 300 ml.
 - Auto-cooling air circulation.
 - ABS outer covering; see-through window.
 - Other rotor selections for various tube size.

Model	Time & Speed	Rotor		Max. RCF (x g)	Capacity (ml x pcs)	Tube size (φ x L) mm	
						Max.	Min.
CN-2060	99 min 59 sec 500~6,000 rpm	RA-1508		3,940	15 x 8	16.7 x 122	15 x 90
		RA-1512S		3,940	15 x 12	16.7 x 122	15 x 90
		RA-5004		3,980	50 x 4	29.5 x 117	27.5 x 90
		RA-5006		3,980	50 x 6	29.5 x 117	27.5 x 90

Power: AC 110 / 220V, 50 / 60Hz
離心試管另購。 Tubes not included.

Size: W290 x D320 x H245 (mm) / N.W.: 10kg