

小型高速離心機 / BASIC TYPE HIGH-SPEED CENTRIFUGE

■ CN-2200



- 數位式轉速及時間顯示。
- 10組記憶系統，可預先設定常用參數。
- 微電腦控制系統，觸控操作，操作容易。
- 自動緩衝加速、減速功能。
- 電動安全門扣，運轉中自動關閉。
- 轉盤內襯不銹鋼管套，可滅菌處理。
- 最大容量可達300 ml；定時器99分鐘59秒。
- 運轉停止時，自動蜂鳴告示。
- 門蓋斷電裝置及不平衡斷電安全裝置。
- ABS塑鋼外殼及觀測視窗。
- 自動氣流冷卻循環。
- 配備多種轉盤，容量、配件可選擇使用。
- LED speed and time display; auto timer setting.
- 10 memory programs for preset parameters.
- Microprocessor control.
- Auto accelerating and decelerating functions.
- Auto cover lock when running and auto power off when open.
- Stainless steel rotor insert sterilizable.
- Max. capacity: 300 ml ; Timer: 99 min 59 sec.
- Auto buzzer when finish.
- Auto power off for rotor imbalance.
- ABS hard shell and see-through window.
- Auto-cooling air circulation.
- Wide rotors and accessories selections.

Model	Rotor		Max. speed (rpm)	Max. RCF (x g)	Capacity (ml x pcs)	Tube size (φx L) mm	
						Max.	Min.
CN-2200	RA-5006		7,000	5,400	50 x 6	29.5 x 117	27.5 x 90
	RA-5004		8,000	6,720	50 x 4	29.5 x 117	27.5 x 90
	RA-1512S		9,000	8,900	15 x 12	17 x 122	16 x 90
	RA-1508		10,000	10,500	15 x 8	17 x 122	16 x 90

Power: AC 110 / 220V , 50 / 60Hz
離心試管另購。Tubes not included.

Size: W290 x D320 x H245 (mm) / N.W.: 10kg