

■ CN-3600



- 數位式轉速及時間顯示。
  - 10組記憶系統，可預先設定常用參數。
  - 微電腦控制系統，觸控操作，操作容易。
  - 不平衡自動斷電安全裝置。
  - 運轉停止時，自動蜂鳴告示。
  - 高功能高效率控制系統。
  - 高扭力驅動馬達。
  - 過熱過載安全防護。
  - 隱藏式自動平衡裝置。
  - 門蓋安全斷電裝置。
  - 安全門扣，運轉中自動關閉。
  - 電源指示燈及保險絲安全裝置。
  - 自動緩衝加速、減速功能。
  - 自動氣流冷卻循環。
  - 可供觀察校正用之觀測視窗。
  - 配備多種轉盤、容量，可選擇使用。
  - 低噪音結構設計，運轉安靜。
- LED speed and time display.
  - 10 memory programs for preset parameters.
  - Microprocessor control.
  - Auto power off for rotor imbalance.
  - Auto buzzer when finish.
  - Overheat and overload safety protection.
  - Hidden auto-balance device.
  - Auto power off when open.
  - Auto cover lock with motor running.
  - Power pilot light and fuse safety device.
  - Auto accelerating and decelerating functions.
  - Auto-cooling air circulation.
  - See-through window.
  - Optional rotor selections for various tube size.
  - Low noise.

Model	Speed (rpm)	Max. RCF (x g)	Max. Capacity (ml)	Timer (min:sec)	Weight (kg)	Size (cm) W x D x H
CN-3600	500 ~ 6,000	4,500	400	99:59	17	36 x 42 x 29

Power: AC 110 / 220V , 50 / 60Hz