

■ CN-10000



- 數位式轉速及時間顯示。
- 10組記憶系統，可預先設定常用參數。
- 微電腦控制系統，觸控操作，操作容易。
- 不平衡自動斷電安全裝置。
- 運轉停止時，自動蜂鳴告示。
- 高性能高效率控制系統。
- 高扭力驅動馬達。
- 過載安全防護。
- 隱藏式自動平衡裝置。
- 門蓋安全斷電裝置。
- 安全門扣，運轉中自動關閉。
- 電源指示燈及保險絲安全裝置。
- 自動緩衝加速、減速功能。
- 自動氣流冷卻循環。
- 可供觀察校正用之觀測視窗。
- 多種轉盤、容量，可供選擇使用。
- 低噪音結構設計，運轉安靜。
- LED speed and time display.
- 10 memory programs for preset parameters.
- Microprocessor control.
- Auto power off for rotor imbalance.
- Auto buzzer when finish.
- High torque motor.
- Overload safety protection.
- Hidden auto-balance device.
- Auto power off when open.
- Auto cover lock with motor running.
- Power pilot light and fuse safety device.
- Auto accelerating and decelerating functions.
- Auto-cooling air circulation.
- See-through window.
- Optional rotor selections for various tube sizes.
- Low noise.

Model	Speed (rpm)	Max. RCF (x g)	Max. Capacity (ml)	Timer (min:sec)	Weight (kg)	Size (cm) W x D x H
CN-10000	1,000 ~ 10,000	10,500	400	99:59	17	36 x 42 x 29

Power: AC 110 / 220V , 50 / 60Hz